

Disolución de HCl y agua.

↓
embudo de gases → ajustar al nivel

HCl

↓

Erlenmeyer

↓

Fragmento de pastilla con hilo

↓

tapón con tubo

↓

Inclinar erlenmeyer → reacciona

↓

diferencia de volumen → nivelar el embudo de gases

↓

Desconectar todo y limpiar

Temperatura laboratorio:

Presión atmosférica:

Masa del comprimido:

Masa

Volumen
inicial

Volumen
final

Fragmento 1

Fragmento 2

Fragmento 3